


GAMME DE POLISSAGE


CARACTERISTIQUES MATIERE




Vis horlogerie Titane G5

PREPARATION

<u>Caractéristiques recherchées</u> 	Planéité	/
	Rugosité Ra	Poli miroir
	Parallélisme	/
	Enlèvement de matière	/

<u>Machine</u> 	Type	MM 8400
	Version	E
	Pression	Poids
	Diamètre plateau	381 mm

<u>Rodage</u> 	Nombre de pièces / anneau	3 tasseaux
	Nombre d'anneaux pleins	1
	Système de maintien	Libres dans l'anneau



GAMME DE POLISSAGE



ETAPE	1	2	3
SUPPORT	PLATEAU NEW LAM M'M' VERT	DISQUE DE POLISSAGE 2TT1	DISQUE DE POLISSAGE 2TS1
ABRASIF	BIODIAMANT NEODIA 3P	BIODIMANT NEODIA 3P	LIQUIDE FINAL dilué à 80% dans l'eau
FLUIDE	/	/	/
PULVERISATION ABRASIF - FLUIDE	1s / 30s	1s / 30s	1s / 15s
VITESSE PLATEAU (tr/min)	60	60	50
PRESSION (Kg)	3	3	3
DUREE (min)	5	8	10

